

210030021 NORSK BRUKSANVISNING

LED-MASKE RM-08 FOR LYSTERAPI



Led-lys masken for forbedret ansiktshud. Det sies at masken hjelper med kollagen, akne, balanse, eldring og utjevning av huden. Pakken inneholder selve masken, 1 kontroll, 1 lader, 2 øyemasker og 2 strikk. Masken har hele 7 moduser du kan velge mellom.

- Modus 1:** rødt lys
- Modus 2:** Blått lys
- Modus 3:** Gult lys
- Modus 4:** Hvitt lys
- Modus 5:** Lilla lys
- Modus 6:** Grønt lys
- Modus 7:** Cyan lys

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

Teknisk informasjon

Spennning: 3.7V
Ladespenning: 5V
Effekt: 3.2W
Ladestrøm: 560MA

Bruksanvisning

- Vask og tørk ansiktet
- Fest strikket til maska og ta på deg masken, juster strikket. Ta også på øyemasken
- Press ned og hold inne knappen på kontrollen for å skru på
- Lyset vil starte på den laveste styrken, men kan justeres på kontrollen
- Kontrollen: Øverste knapp viser tid, lys styrke, batteri og modus
- Kontrollen: midterste knapp er på/avknapp og tidsetter
- Kontrollen: nederste knapp styrer modus og tid du ønsker
- Etter behandlingen, gjør hudpleie rutinen din
- Bruk 3-5 ganger i uken - i en syklus på 4 uker



1. Cleanse face and wipe away excess moisture

2. Install the shading goggles and connect the straps to the mask

3. Wear a mask and turn on the controller



4. Free choice of working mode

5. Take off the mask for facial care

6. Wipe the silicone mask

**Advarsler**

Ikke bruk masken om du er: gravid eller ammende, om du lider av fysisk, sensorisk eller psykisk sykdom, om du gjennomgår Dermatologisk forbedring (eks lupus), om du lider av en lysfølsomhetsforstyrrelse. Kun bruk under tilsyn eller under veiledning av ansvarlig person (som en hudlege). Må ikke brukes samme dag som bruk av hudpleieprodukter som inneholder lysfølsomt ingredienser. Bruk øyemasken riktig og lukk øynene under bruk. Produktet skal ikke være i nærhet av vann, har den vært i kontakt med vann så slutt å bruke den. Produktet skal ikke demonteres eller repareres på.

**Vedlikehold**

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrus opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold,. NB! Rengjør masken med en fuktig klut

**Resirkulering**

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

**Dette produktet er CE-merket**

Produktet samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet og derfor kan selges i Europa. CE og RoHS sertifikat finnes under produktet på våre nettsider.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55