

210030022 NORSK BRUKSANVISNING

LED-MASKE MJ06 FOR LYSTERAPI



Led-maske for lysterapi, basert på prinsippet om lys bestråling som er trygt og enkelt. Masken er til gjenbruk for å vedlikeholde ansiktshuden. Den bruker en teknikk med firedobbel sammensatt fototerapi som kombinerer rødt, gult, blått og infrarødt lys. Det sies at modusene gjelder for akne, beroligende og hud utjevne egenskaper. Pakken inneholder selve masken, 2 øyepads, 1 lader, 2 strikk og bruksanvisning.

- Rødt lys:** Kjent som bioaktivt lys. Det kan forbedre celleaktiviteten, akselerere metabolisme, fremme kollagendannelse, utjevne hudtonen, fjerne rynker og andre tegn på aldring.
- Blått lys:** Det sies at det effektivt kan ødelegge proponibacterium og andre bakterier på huden, uten å ødelegge hudvevet. Samt redusere akne betennelse, inflammasjon og pigmentering.
- Grønt lys:** Sies å være nøytraliserende og balanserende. Balanse mellom vann og olje i huden, lindrer spenning, lymfedrenasje og ødem.
- Gult lys:** Sies å forbedre utvekslingen av cellulært oksygen, gi huderceller energi, dekomponere pigment, fremme lymfatisk avgiftning, forbedre ruhet og redusere rynker og rødhet i huden.
- Lilla lys:** Kjent for to typer lysterapi som behandler akne og aknearr, med spesielt god reparasjonseffekt.
- Grønt og blått lys:** Kan øke cellulær energi og ha en veldig god effekt på stoffskiftet.
- Laserlys (hvit):** Skal trenge dypt inn i huden og akselerere metabolismen av aktivt vev, bryter ned pigmentering, forbedrer rynker og slapp hud.

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

- Teknisk informasjon**
- Antall lamper: 80x30=240 lamper
 - Behandlingstid: 10 minutt
 - Adapter inputt: 220V
 - Batteri kapasitet: 500mAh
 - Adapter output: 5V1A

- Bruksanvisning**
- Vask og tørk ansiktet
 - Fest masken på og tilpass stikken til hodet
 - Hold inne knappen på toppen i 2 sekunder for å skru masken på
 - Trykk på knappen for å endre og starte ønsket modus
 - Etter 10 minutt vil masken skru seg av
 - Etter behandlingen fullfør din hudpleie rutine - viktig å bruke fuktighetskrem etter behandlingen
 - Til bruk 3-4 ganger i uken



**Advarsler**

Ikke bruk masken om du er: gravid eller ammende, om du lider av fysisk, sensorisk eller psykisk sykdom, om du gjennomgår Dermatologisk forbedring (eks lupus), om du lider av en lysfølsomhetsforstyrrelse. Kun bruk under tilsyn eller under veiledning av ansvarlig person (som en hudlege). Må ikke brukes samme dag som bruk av hudpleieprodukter som inneholder lysfølsomt ingredienser. Bruk øyemasken riktig og lukk øynene under bruk. Produktet skal ikke være i nærhet av vann eller vaskes med vann, har den vært i kontakt med vann så slutt å bruke den. Produktet skal ikke demonteres eller repareres på.

**Vedlikehold**

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrus opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold,. NB! Vann skal ikke være nær apparatet eller brukes under vask. Masken rengjøres med en tørr klut.

**Resirkulering**

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

**Dette produktet er CE-merket**

Produktet samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet og derfor kan selges i Europa. CE og RoHS sertifikat finnes under produktet på våre nettsider.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55