

# Bruksanvisning 218000666

## Macomed® Massasjepistol (6 gir)



### Produktinformasjon

**Macomed® Massasjepistol (6 gir).** Trådløs/oppladbar massasjepistol, Modell A -for lindring av stølheter, harde, betente og ømme muskler, samtiding som du forbedrer blodsirkulasjonen (kan også brukes til oppvarming av muskler før feks. trening). Maskinen har variabel hastighet fra 1-6 , og er meget stillestående (45Db) i forhold til andre modeller. Medfølger 6 utskiftbare massasjehoder. Brukstid på 2-8 timer, avhengig av hastighet og kraft

### Bruk

Sette inn/bytte massasjehode: Velg ønsket hode, og press det inn i hullet foran -og dra forsiktig i hodet når du skal ha det ut/-eller bytte.

Starte apparatet: Sørg for at massasjepistolen har nok strøm; eller lad den opp (Stromindikatoren på høyre side av on/off knappen viser hvor mange prosent strøm som er igjen på batteriet). Trykk så på on/off knappen i midten for å starte den.

Stille hastighet: Trykk på + eller - knappen for å øke/-eller senke hastigheten /effekten

Lading: Sørg alltid for å benytte original lader. Andre ladere kan skade eller føre til feil på apparatet. Plugg den medfølgende adapteren inn i apparatet, og sett så kontakten til strøm. Ladetid er opp til 3t avhengig av batteristatus -og brukstid er 4-6t avhengig av bruk og hastighet

### Vedlikehold

Massasjehodene bør desifiseres og rengjøres mellom hver pasient, og apparatet ved behov. Apparatet bør lades av og til dersom det ikke er i bruk.

### Teknisk informasjon

RPM /støt pr.min: 1800-3200

Støtlengde: 0-22mm

Batteri: 2600mAh Lithium. 16.8V

Motor: Børsteløs

Materiale: ABS, Aluminium og Silica Gel

### Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Massasjepistolen bør ikke brukes på samme person mer enn 10-20min. pr. gang. Den bør heller ikke brukes på barn under 12 år, gravide, eller personer med hudproblemer, benbrudd, muskelskader, hjertefeil eller andre alvorlige sykdommer. Ved tvil, konferer med pasientens lege. Stopp behandlingen umiddelbart ved kraftig ubehag /smerte.

### EF-samsvarserklæring

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF

2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

### Resirkulasjon

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55