

# Bruksanvisning 218007441

## Macomed Tens Pulse Massasjeapparat



Apparat med lavstrøms elektroder, og to kanaler -for stimulere ansente, ømme muskler. 16 forskjellige massasjemoduser med justerbar tidsstyring og intensitet gir en veldig fleksibel behandling til hele kroppen. Enkel bruk, og oversiktlig skjerm som viser modus, intensitet, tid og batteritid. Leveres med 2 små og 2 store elektroder (kan også kjøpes separat -se nedenfor!)

### Teknisk informasjon

AC adapter: 110-240V, USB 5V  
 Batteri: Oppladbart Lithium  
 Moduser: 16  
 Kapasitet: 16 liter  
 Intensitet: 1-20  
 Tidsstyring: 10-60min



### Advarsler

Skal ikke brukes på barn, områder med sår eller hudproblemer, benbrudd, gravide, eller personer som har hjerte- eller andre alvorlige sykdommer. Er du i tvil; konferer med pasientens lege for bruk. Ved ubehag eller smerte under bruk; stopp behandlingen umiddelbart!  
 Pass på at ikke noen av elektrodene løsnes eller tas av før apparatet er slått av, da dette kan gi ett "stikk" i huden. Dersom klisteret på padsene begynner å bli slitt ut -vennligst bytt disse ut.  
 Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti fratrukes på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)  
 Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.  
 Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid  
 Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.  
 Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som f.eks. feil i det elektriske anlegget)

### Vedlikehold

Tørk av eventuell smuss eller støv med en tørr klut.  
 Bytt ut elektrodene når klisteret begynner å bli utslitt, eller når apparatet skal benyttes på en annen person. Lose elektroder kan føre til stikkende smerte under behandling.

### Bruksanvisning

1. Før bruk: Sørg for at apparatet er ladet opp, og er slått av. Plugg inn ledningene til elektrodene, og sett 1 elektrode på hver
2. Ta så av klister-filmen, og plasser elektrodene på ønsket område (sørg for at elektrodene "speiler" hverandre -slik at ikke 2 elektroder er i samme område). Unngå områder med sår, stikk eller andre hudproblemer.
3. Skru på apparatet, og trykk så på M, for å velge hvilken type massasje du ønsker. Det vil blinke i firkanten du har valgt
4. Velg så modus ved å trykke på den runde knappen i midten. Ett trykk skifter modus
5. Når du er ferdig å velge, kan du eventuelt endre tidsstyring ved å trykke på T
6. Så øker og minsker du intensitet med +/-, slik at du finner den riktige for deg
7. Etter endt behandling, eller hvis du vil stoppe, skru du av on/off knappen



### Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:  
 1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF  
 2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



### Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

### Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55