

670138502 NORSK BRUKSANVISNING

APPARAT FOR KOMPRESJONSTERAPI, ELEGANSE



Luftkompresjonsmassasjeapparatet for fot og ben, en hjemmemassasjeapparat som bruker kollisjonsputene til å presse og massere. Ved å trykke på bryteren etter å ha viklet stroppen rundt føttene og bena, vil kollisjonsputene blåses opp og presse føttene og bena. Pakken inneholder kompresjons buksen, kontrollpanel og PSU adapter. Apparatet har 6 forskjellige moduser som kan benyttes.

Auto: Inkluderer alle modusene

Relaxation: Myk komprimering for å lage en lett massasje

Massage: Komprimering med konstant og effektiv massasje

Kneading: Massasje fra tærne opp til knærne med variert komprimering

Leg point: Massasje og kompresjon på legger/ben

Foot point: Massasje og kompresjon på føttene og hælene

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

Teknisk informasjon

Adapter: 100-240V ~ 50-60Hz

Strøm: 24 W (varme: 5W)

Kompresjon: Svak - 35kpa, Middels - 42kpa, sterk - 50kpa

Behandling: 10 minutter

Størrelse: L: 680mm W: 300mm H: 390mm

Vekt: 1620g inkl. Kontroll og ben

Ledning lende: 1,5m

Ben lengde: Fot: 28cm Ben: 65cm

Varmetemperatur: 40C

Sertifikat: CE, ROHS

Bruksanvisning

1. Alltid sitt nede når apparatet brukes, og unngå direkte kontakt med huden
2. Koble adapteren til apparatet
3. Ta på beina og sørg for å plassere riktig i forhold til høyre (R) og venstre (L) fot
4. Koble til kontroll panelet
5. Trykk «on/off» for å skru apparatet av og på
6. Trykk på «program» for å endre program. Rekkefølge: Auto, relax, massage, kneading, leg pont og footpoint
7. Trykk på «Intensity» for å endre styrke. Rekkefølge: Weak, medium, strong, off
8. Trykk på «heat» knappe for å endre varme. Rekkefølge: Low, high, off
9. Kan brukes i 10 minutter en gang om dagen



Advarsler



Ikke bruk om du: har pacemaker eller annen in-vivo implantebar elektronisk medisinsk enhet, om du har svulst, problemer med blodsirkulasjon, hjertesykdom, er gravid, har sensorisk svekkelse, har diabetes, har feber eller generelt om du har sykdom/føler deg uvel. Alltid sjekk at apparatet er i sin helhet før bruk og aldri reparer på produktet. Sørg for å bruke vekselstrøm 100-240V. Om du opplever rødhet etter bruk som ikke forsvinner innen en time, kontakt lege. Sørg for at ingenting legges oppå apparatet og at kontakten alltid er sikker for å unngå brann. Ikke bruk apparatet mens du går/står. Alltid skru apparatet av før du kobler fra deler/strøm.



Vedlikehold

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrus opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold,. Bruk vann eller fortynnet med et nøytralt vaskemiddel til ca. 5%. Når borrelåsen eller innsiden er skitten, rengjør med en tannpirker. Apparatet skal ikke rengjøres med makt, men forsiktig.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet er CE-merket

Produktet samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet og derfor kan selges i Europa. CE og RoHS sertifikat finnes under produktet på våre nettsider.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55